



vyaire™
MEDICAL



Automatische Diagnose von Lungenfunktionstests

SentrySuite®-Software mit ArtiQ.PFT

Die Interpretation von Lungenfunktionstests ist derzeit...

Zeitaufwendig – Viele Ärzte verbringen oft mehrere Stunden in der Woche damit, Protokolle und Berichte für Lungenfunktionstests zu schreiben.

Von Spezialisten abhängig – Die umfassende Berichterstellung erfordert Expertenwissen in der Lungenfunktion.

Stark variabel – Bei den Interpretationen von Lungenfunktionstests durch Experten im Rahmen des Diagnoseprozesses gibt es erhebliche Abweichungen.

Für die Diagnose zu unspezifisch – Die Ergebnisse von Lungenfunktionstests liefern Experten oft nicht genügend Informationen, um eine Diagnoseoption optimal zu priorisieren.

Dies kann zu redundanten **zusätzlichen Tests**, (anfänglichen) **Fehldiagnosen** und **erhöhten Kosten** führen.

ArtiQ.PFT

Die ArtiQ.PFT-Software automatisiert die Diagnose von Lungenfunktionstests. Sie reduziert den Verwaltungsaufwand und ermöglicht es Pulmologen, sich auf die klinische Entscheidungsfindung und Beratung ihrer Patienten zu konzentrieren. ArtiQ.PFT nutzt künstliche Intelligenz zur Unterstützung der frühzeitigen Erkennung von Krankheitsmustern im Diagnoseprozess und bietet das Potenzial, den Bedarf an redundanten Tests zu reduzieren.



Nutzen Sie Ihre Zeit für Ihre Kernaufgaben

Nutzen Sie Ihre Zeit für die klinische Entscheidungsfindung und Beratung Ihrer Patienten anstatt für die Protokollierung von Lungenfunktionstests.



Vereinheitlichen Sie Ihre Abläufe

Standardisieren Sie jeden Lungenfunktionstest in Ihrer Einrichtung im Einklang mit internationalen Leitlinien.



Maximieren Sie die Diagnosegenauigkeit

Nutzen Sie das Potenzial der künstlichen Intelligenz, um die Wahrscheinlichkeiten für das Vorliegen von Erkrankungen vorauszusagen.



Definieren Sie Ihre nächsten Schritte


Erhalten Sie Empfehlungen zu den möglichen nächsten Schritten.

Die nachgewiesene Leistung von ArtiQ.PFT

Die Algorithmen von **ArtiQ.PFT** wurden in einer europäischen multizentrischen Studie validiert, die im *European Respiratory Journal* publiziert wurde. Im Rahmen der Studie wurde untersucht, ob die künstliche Intelligenz verlässlich genug ist, um eine für Pulmologen hilfreiche zweite Meinung zu liefern.

Daher **wurden an 120 Pulmologen aus 16 europäischen Ländern 50 Fälle** zur Interpretation auf Basis der Ergebnisse von Lungenfunktionstests und einigen grundlegenden klinischen Daten übermittelt, die 6000 unabhängige Interpretationen ergaben. Dieselben Daten wurden auch von der KI-Software untersucht.

Nach der wahrscheinlichsten Diagnose gefragt, erkannte die KI-Software das Krankheitsmuster in 82 % der Fälle richtig, im Vergleich zu durchschnittlich 45 % bei den Pulmologen.



16 Krankenhäuser (**5** Länder)
50 Patienten
N = 120 (**6000** Interpretationen)
ArtiQ.PFT

Wie funktioniert ArtiQ.PFT?

Basierend auf Lungenfunktionstestdaten (Spirometrie, Atemwegwiderstand, Lungenvolumen und Diffusionskapazität) und Patientenmerkmalen (Alter, Packungsjahre, Geschlecht, Größe...) wird in weniger als 1 Sekunde ein automatischer Report erzeugt.

JEDER REPORT BESTEHT AUS DREI HAUPTKOMPONENTEN:



1. Lungenfunktionstest-Protokoll:

Automatische Interpretation der Lungenfunktion gemäß internationalen Leitlinien. Beschreibt das Muster von Anomalien und Anzeichen für physiologische Funktionsstörungen.



2. Erkrankungswahrscheinlichkeiten:

Die Kernintelligenz der Software verwendet künstliche Intelligenz (KI) zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten für das Vorliegen von Erkrankungen, um eine schnellere endgültige Diagnose zu unterstützen.



3. Empfohlene weitere Schritte:

Empfehlungen für geeignete nächste Schritte am Patienten zur Optimierung der Diagnostik.

Wer steht hinter ArtiQ?

- **Ein Spin-off des KU Leuven (Belgien)**
- Das Ergebnis von 8 Jahren intensiver Forschung
- Gegründet von einem KI-Ingenieur, 2 Pulmologen und einem Medizintechnik-Experten
- **Mission:** ArtiQ ermöglicht medizinischen Fachkräften mithilfe künstlicher Intelligenz eine präzise und schnelle Diagnostik, Behandlung und Nachsorge für Patienten mit Lungenerkrankungen.

ArtiQ.PFT innerhalb von SentrySuite Review

ArtiQ.PFT ist vollständig in SentrySuite Review und Mobile Review integriert, was Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Unterstützung Ihrer Auswertung von Lungenfunktionstests bietet. Optimiert Ihren Workflow, indem kein einziger zusätzlicher Mausclick benötigt wird. Der ArtiQ.PFT-Report wird automatisch und sofort erstellt, wenn Sie es möchten.

- Wählen Sie im Modus „Review“ die ArtiQ.PFT-Interpretation aus und integrieren Sie optional Text in den SentrySuite Report. Interpretieren Sie den Report bei Bedarf weiter und senden Sie ihn an das Krankenhausinformationssystem (KIS).
- Erstellen Sie den ArtiQ.PFT-Interpretationsreport direkt aus der Ansicht „Visit“, öffnen Sie den Report bei Bedarf zur weiteren Analyse und senden Sie ihn an das Krankenhausinformationssystem (KIS).
- Senden Sie den Report direkt aus der Ansicht „Visit“ an das Krankenhausinformationssystem (KIS).

„In der Vergangenheit wurden bei Lungenfunktionstests große Datenmengen erfasst. Wir mussten diese Daten interpretieren und Muster erkennen, um eine Diagnose zu stellen. Der größte Vorteil ist, dass Computer das jetzt automatisch tun. Die Software erzeugt unmittelbar ein Protokoll und gibt Wahrscheinlichkeiten zum Vorliegen von Erkrankungen an.“

Prof. Dr. Wim Janssens,
stellv. Leiter der Abteilung für Atemwegserkrankungen.



Wie sieht der Report aus?



Patienten- informationen



Protokoll

Interpretation des Lungenfunktionstests gemäß internationalen Leitlinien

- Pellegrino 2005, und
- Reversibilitätstest
- Atemwegswiderstand
- Lufteinschluss
- Hyperinflation
- Zeichen von Erkrankungen der kleinen Atemwege



Erkrankungs- wahrscheinlich- keiten

- **Basierend auf künstlicher Intelligenz**
- **Liefert Wahrscheinlichkeiten für 8 Erkrankungen basierend auf der multizentrischen Validierungsstudie**



Schlussfol- gerungen und Vorschläge

- **Höchste Erkrankungs-
wahrscheinlichkeit wird
hervorgehoben**
- **Empfehlungen für nächste
Schritte** basierend auf der
höchsten Erkrankungswahr-
scheinlichkeit und gängiger
klinischer Praxis
- **Warnhinweise**

ARTIQ

Report ID: 839f3ad0-5ff9-4dfa-962e-4c0a327ad38a Analyzed: 2020-12-10 15:27:29

Age: 37 Gender: Male Current Smoker: No Pack-Years: NA

Protocol

Mild restrictive lung function. Reversibility test is not performed.
Normal airway resistance.
Mild reduction of diffusion capacity.
Potential chest wall problem, pneumectomy or neuromuscular disease.

Disease probability:



Conclusions and suggestions:

Highest disease probability based on lung function: **Neuromuscular disease (NMD)**.
Check in- and expiratory pressure, spirometry (sit/lay), EMG and FX-videography of diaphragm.

Legend

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease
OBD Other Obstructive Diseases (including cystic fibrosis, bronchiectasis, bronchomalacia)
Normal Normal Lung Function
ILD Interstitial Lung Disease (including idiopathic pulmonary fibrosis, nonspecific interstitial pneumonitis, sarcoidosis)
NMD Neuromuscular disease (including paralysis of the diaphragm, polyneuropathy, myopathy)
PVD Pulmonary vascular disease (including pulmonary hypertension, embolism, vasculitis)
TD Thoracic deformity / Pleural disease (including pneumectomy, blebectomy, chest wall problems, kyphoscoliosis)

This report is approved for clinical use in the EU.
Automatically generated by ArtiQ.PFT 1.2.0 • Manufactured by ArtiQ NV • Leuven, Belgium

info@ArtiQ.eu
www.ArtiQ.eu

Date: 04/27/2012 11:12 AM Name: SeS Sample Patient ID: CFNSPIO750209 Visit Status: Testing Complete

Physician

Technician

Mild restrictive lung function. Reversibility test is not performed.
Normal airway resistance.
Mild reduction of diffusion capacity.
Potential chest wall problem, pneumectomy or neuromuscular disease.

Probability of disease presence (calculated by computer): Neuromuscular disease (NMD): 76.2%, interstitial lung disease (ILD): 8.4%, thoracic deformity (TD): 6.7%.

This is a computer interpretation. Review by a physician is required.

Technician comments

Pre

12/10/2020

Comment History



Bemerkungen
von Ärzten und
Technikern



QUELLE

Artificial intelligence outperforms pulmonologists in the interpretation of pulmonary function tests. European Respiratory Journal. 2019

WELTWEITER HAUPTSITZ

Vyaire Medical, Inc.
26125 North Riverwoods Blvd
Mettawa, IL 60045
USA

SENTRYSUITE-SOFTWARE

 Vyaire Germany GmbH
Leibnizstraße 7
97204 Höchberg
Deutschland



AUSTRALISCHER SPONSOR

Vyaire Medical Pty Ltd
Suite 5.03, Building C
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW 2113
Australien

ARTIQ.PFT

 ArtiQ NV
Boskouter 15
3010 Kessel-Lo
Belgien



vyaire.com

Vertrieb nur in der EU, in der Schweiz und Großbritannien.

© 2021 Vyaire Medical, Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Vyaire, das Vyaire Logo und alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Vyaire Medical, Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Medizinprodukte der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Bitte lesen Sie die gesamte, den Produkten beiliegende Gebrauchsanweisung oder befolgen Sie die Anweisungen in der Produktkennzeichnung. | VYR-INT-2100100